

欢迎使用inFace

inFace声波洁面似由深圳菌菲斯科技有限公司自主研发制造、深圳 茵菲斯科技有限公司隶属于深圳市米谷智能有限公司。公司自成立 以来,一直以产品的实用性、功能性及安全性为设计核心理念,以 打造科技智美的产品为宗旨,努力探索,不断创新。

净肤小精灵 inFace 声波洁面仪



开启肌肤新"净"界 清洁,保养肌肤的第一步 每一次洗脸都是专业级深入清洁,轻柔呵护,精密洁净,为后续护

1.离心电机控制转数(转速为2325转-4650转,软体缓冲的设计,在缓 冲的瞬间形成轻拍的动作),并通过声波震动技术垂直作用于肌肤。模 仿人手操作,将肌底深层的污质吸附出肌肤表面,净肤同时避免毛孔

2.三档净颜按摩模式,满足多种肌肤需求。

申打下以定其础。

3.硅胶通过FDA(美国食品药品监督管理局)认证,4.5mm加厚处理,毛 刷方向15度到0度的斜坡设计,贴合面部毛孔生长方向设计,针对性无 死角呵护式清洁,驻颜有道,不损伤肌肤表面。 4.国际认证IPX7级安全防水(移除充电),可承受水柱浇灌,也可直接放

入水中清洗。

配件和外观





规格型号: MS2000 产品尺寸: 80mm X 53mm X 30.4mm 产品净重:约83g

②充电线

电池容量: 400mAh 充电电压: 5V ... 充电电流: 200mA 充电时间: 约2.5h 持续工作时间:约240分钟

工作温度范围: -10°C~40°C

材质/成分: FDA食品级道康宁硅胶材质



操作方法

1.关机状态下,长按开关键1.5秒钟开启洁面仪。如无任何操作,机

器运行到90秒时,将自动关机。

3.开机状态下,长按开关键1.5秒钟关闭洁面仪。

2.短按开关键切换1-3档循环



(清理方法)

1 请长按尾部按钮关闭洁面仪,并用清水清洗干净。



2.请将产品用干放在底座上 (勿盖诱明盖子),并置干 诵风干燥处自然风干。

注意: 请勿使用酒精、汽油、天那水等有机溶剂清洗本产品!

(充电方法)

1.电池低电量时,按键上方的白色LED灯会持续闪 2.请接通电源及USB充电器,连接到产品底部充电

接口即可充电。 3.充电时,呼吸白灯;充满时,白灯恒亮,不再自 动熄灭;拔掉充电线时,白灯熄灭。整个充电过程 中, 机器不能开机工作。



注意事项

- 1.使用产品前、请仔细阅读说明书。 2.本产品使用时有震感,若感觉不适,请点击开关键调整强度,或停
- 4.敏感性皮肤建议调至最弱档使用。
- 6.淋浴或者盆浴时不建议长期使用太产品
- 7.本产品不建议长期浸泡水中,以免影响部分性能。
- 8.充电情况下请勿使用。 9.注意避免日光暴晒,以免影响硅胶性能,减少使用寿命。 10.请勿使用酒精、汽油、天那水等有机溶剂清洗本产品。 11.清洁产品时,请先关闭电源。
- 12.请勿让儿童接触本产品,以免发生危险。 13.建议接受过面部手术/整形的用户在医师指导下使用。
- 14.使用完毕,对本产品及时进行清理。 15.建议将产品出厂余电使用完后,再行充电,充满电后再进行使用。
- 16.此说明书最终解释权归深圳茵菲斯科技有限公司所有。

常见问题

使用时若发现问题,请按下表排查异常,不能解决的请联系售后服务。

现象	解决办法	
使用过程中,若90秒内无 操作将自动关机	非产品质量问题,用户可自行再开机使用。	
使用过程中,若声波震动 带来的刺激感令肌肤不适	请适当调节低档位使用。	
以什么样的使用频率为 佳?	每天或隔天用一次(可视皮肤状态自行调整使用频率);若有化妆者,建议每天使	

现象

非挤压淘汰状产品。可用未启动的法面。 建议搭配什么清洁产 以沾水将洁而膏/粉/胶轻轻摩擦出丰富 品使用? 3.面部有痤疮、伤口、或者手术后请遵循医嘱,谨慎使用。 泡沫, 再开启洁面仪进行配合使用。

保存方法

1.若长期不使用,请将产品清洗干净,置干干燥通风处保存。 2.置于儿童不能触及的地方

关于保修

解决办法

建议使用泡沫丰富的洁面产品。若使用

1.产品整机主体(收纳盒、充电线等配件除外)自购买之日起可享受一年 2. inFace退换机政策标准依照"国家新三包规定"。

3.请避免阳光暴晒,造成对硅胶材质的损伤。 4.开箱后若发现产品存在质量问题,请及时与售后客服联系。

保修条款限制

- 1.未按产品使用说明书要求使用、维护、保养造成损坏的: 2 由非 inFace授权维修中心维修讨的机器·
- 3.赠品、外包装等不享受保修服务:
- 4.因自然灾害等不可抗力造成的损坏;
- 5.因意外因素或人为原因(包括操作失误、不正确插拔、划伤、拆卸、 摔碰、输入不合适电压等)导致的产品故障或损坏。
- 以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关
- 法律法规为准,具体保修条款请咨询全国统一服务热线:400-007-8388



扫描二维码查看多国 语言版本电子说明书

售后联系方式

电话: 400-007-8388 服务微信号: migoosmart 工作时间: 周一至周六 9:00-18:00 (节假日休息)

公司信息: 深圳市米谷智能有限公司

邮箱: service@migoosmart.com

邮编: 518000

地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍社区

骏翔U8智造产业园U6栋807




微信公众号



※ 最终解释权归深圳市米谷智能有限公司所有

inFace Sonic Facial Device



Born for love Living for Beauty

inFace Sonic Facial Device is independently developed and manufactured by Shenzhen inFace Technology Co. Ltd., which is affiliated to Shenzhen Migoo Smart Co. Ltd. Since the company was founded, it has been designing the core concepts of technology and intellectual, and striving to explore and innovate

(FEATURES)

Open up a new cleansing frontier of your skin Tleaning — the first sten of skin care


Welcome to use inFace


Elfin Cleanser inFace Sonic Facial Device

Every face wash is a professional enjoyment of deep cleaning gentle care and

1. The centrifugal motor controls the rotating speed (2325pm to 4650pm, and the cushioning design forms the tapping actions at the moment of buffering), and the rotating effects skin directly through sonic vibration technology. Imitating the manual operation helps to absorb drift from deep layer to skin surface, at the same time, avoid thick pores while cleaning.
2. Three-level cleansing massage mode to meet a variety of skin needs.
3. Silicone certified by the FDA (US Food and Drug Administration), and thickened to 4.5mm. The stope design of brush direction, Is degree to 0 degree, fits the factal pore growth direction, which is targeted to clean, no dead angie, well care and do
4. International certified IPXY invalerpoof (not waterproof when charging), it can withstand column watering and could be washed in the water directly.

ACCESSORIES AND






PRODUCT SPECIFICATIONS

Charging Current: 200mA Charging Time: About 2.5h

OPERATION METHOD 1. In the off state, long press the button for 1.5 seconds to turn on the device. The product will automatically shut down if there is no operation within 90 seconds. In the on state, long press the key for 1.5 seconds to turn off the device.







3. Touch your face with the brush and move it slowly, stay 2-3 seconds along the Wash off residual foam on your face and continue your daily facial care.





CLEANING METHOD



place in a ventilated dry place.



CHARGING METHOD





2. Shake off the water on the

Notice: Do not use organic solvents, such as alcohol, benzine or thinners, to clean the product.

1. When the battery is low, the white LED above the button will continue to flash.

2. Connect the USB adaptor to the charging interface at the bottom of the device to charge.

3. When charging, the white LED breathing; when full, the white LED is always on and no longer automatically extinguished; unplug the charging cable, the white LED is off. The device cannot be turned on during the whole

PHENOMENON	SOLUTIONS
uring use, the product will utomatically shut down if here is no operation within D seconds.	Software settings, Non-product quality issues, users can turn it on again.
uring use, the irritation caused y sonic vibration may make the kin uncomfortable.	Please adjust the intensity appropriately to use it.
that is the best frequency of sing the product?	Use once a day or every other day(depending on the skin condition to adjust the frequency); if you makeup, it is recommended to use it every day.

(PRECAUTIONS)

(COMMON QUESTIONS)

PHENOMENON	SOLUTIONS
uring use, the product will utomatically shut down if here is no operation within D seconds.	Software settings, Non-product quality issues, users can turn it on again.
uring use, the irritation caused y sonic vibration may make the kin uncomfortable.	Please adjust the intensity appropriately to use it.
hat is the best frequency of sing the product?	Use once a day or every other day(depending on the skin condition to adjust the frequency) if you make up, it is recommended to use it

I Turn of the see year.

I Turn of the power when cleaning the product.

12.In case of danger, do not expose children to the product.

13.Users who had the facial surgery/shaping are recommended to use the product.

13.Users who had the facial surgery/shaping are recommended to use the product.

14. Clean the product in time after use.

15. For the first time to use the product, it is recommended to use up the battery, then fully charge it.

16. The first interpretation right of the instrument belongs to Shenzhen inFace.

If you find any issues during use, please check the abnormality according to the following table. If you cannot solve the problems, contact the after-sales service.

using a non-squeezed foam product, use on-activated device to gently rub eansing cream/powder/glue out of the am, then turn on the device for use.

ventilated place. 2.Keep out of reach of children.

If there is any quality problem after opening the box, please contact the

LIMITATION OF WARRANTY Machines repaired by non-inFace authorized repair center;
 Free gifts and outer packing are not subject to warranty service;

PRESERVATION METHOD

ABOUT WARRANTY

5. Product failure or damage caused by accident or human factors (in improper voltage input, etc.).
If there is any change to the above list, the company's new provisions or th

User Name: Phone Number: Dealer Information Date of Purchase: Order Number: (Fill in the warranty card details when applying for the repairing service. The warranty period is one year for the whole produ

∦ inFace

(维修时请详细值写保修卡内容, 本产品整机保修一年)

田户姓名

用户电话:

经销商信息

购买日期:

故障描述:

inFace

生产日期:

产品名称: inFace 声波洁面仪

产品型号: MS2000

深圳市米谷智能有限公司

Æ inFace

Product Name:

用户地址:



WARRANTY CARD



AFTER-SALES CONTACT

Service WeChat: migoosmart Working Hours: 9:00-18:00, Monday to Saturday (China time,Day off in Holidays and weekend)

Company: Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. Address: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intellig Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, Xikiang Sub-District, Bao'ar District, Shenzhen, China



X The final interpretation right belongs to Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.





